

NAKLADKA NA SEDES Z POKRYWĄ

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Niniejsza nakładka na sedes z pokrywą umożliwia podwyższenie toalety o ok. 10 cm dla większej wygody.

Jest przeznaczona szczególnie dla osób, które ze względu na problemy zdrowotne mają problemy z siadaniem bądź wstawaniem z toalety.

Dane techniczne

Materiał: tworzywo sztuczne wysokiej jakości

Mocowanie: dwie śruby z kotwami

Wysokość nakładki: 10 cm **Wysokość nakładki z uchwytami:** 20 cm (model Deluxe)

Szerokość: 36 cm

Długość: 39 cm

Maks. obciążenie: 135 kg

Montaż uchwytów (dotyczy modelu Deluxe z uchwytami)

Włóż uchwyty w wycięcia w dolnej części nakładki na sedes i przymocuj je za pomocą ośmiu śrub, które są w zestawie. Następnie zamontuj go na sedesie, zobacz poniżej.

Montaż:

1. Nakładkę można w prosty sposób zamontować praktycznie na każdy typ sedesu, bez potrzeby użycia kluczy lub innych narzędzi.
2. Załóż obie kotwy ze śrubami (znajdują się w opakowaniu) na sedes tak, jak to pokazano na rysunkach.
3. Połóż nakładkę na sedesie i dociągnij równomiernie śruby po obu stronach tak, aby kotwy odpowiednio przymocowały ją do toalety.
4. Zanim usiądziesz na nakładce, upewnij się, że jest ona odpowiednio przymocowana do sedesu.

WAŻNE:

Nie wolno dociągać śrub zbyt mocno, aby nie uszkodzić (połamać) kotw.

Nie wolno przeciążać produktu.

Czyszczenie:

Niniejsza nakładka na sedes jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości. Do czyszczenia należy używać miękkiej szmatki nasączonej wodą z detergentem. Po umyciu nakładkę należy wysuszyć. Nie wolno używać chemicznych ani ściernych środków czyszczących.

Ochrona środowiska naturalnego:

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko

naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.