

LAMPA NA PODCZERWIEŃ (IR)

model: IPI – 01

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

I. ZALETY CIEPŁA PODCZERWONEGO

Korzystne oddziaływanie ciepła podczerwonego na organizm ludzki zostało bardzo dobrze poznane. Przenika ono przez skórę i stymuluje krążenie krwi, dzięki czemu rośnie temperatura ciała przynosząc ulgę w przypadku słabego bólu mięśni poprzez ich rozluźnienie a także łagodzi bóle stawów. Zalecane w przypadku bólu pleców, objawów łokcia tenisisty, bólu i zesztywnienia mięśni. Nie zalecane dla kulturystów, osób wykonujących prace ogrodnicze oraz dla osób w dowolnym wieku preferujących aktywny tryb życia.

II. SPOSÓB UŻYCIA I OSTRZEŻENIA

1. Postaw lampę na stabilnym podłożu, podłącz do sieci elektrycznej i poczekaj aż się rozgrzeje.
2. Odległość naświetlanego fragmentu ciała od powierzchni lampy powinna być tak dobrana, żeby lampa dobrze rozgrzewała skórę, a jednocześnie nie było odczuwalne nieprzyjemne uczucie pieczenia.
3. Należy naświetlać tylko wybrany fragment. Gdy podczas naświetlania będziesz odczuwać dyskomfort, spróbuj zwiększyć odległość lampy od ciała. Naświetlanie powinno być źródłem przyjemnego ciepła.
4. Naświetlanie należy natychmiast przerwać, gdy zaczniesz odczuwać dyskomfort, pieczenie oraz, gdy pojawi się zaczerwienienie lub obrzęk w miejscu naświetlania. Nie wolno ponawiać, jeżeli naświetlany obszar jest wrażliwy na dotyk. Niektóre zaczerwienienia mogą być normalną reakcją i z czasem znikają.
5. Aby uzyskać zadowalający efekt, należy naświetlać wybrany fragment ciała przez ok. 5 minut. Nie wolno naświetlać danego

fragmentu przez okres dłuższy niż kilka minut.

6. Po zakończeniu naświetlania należy odłączyć lampę od sieci elektrycznej. Następnie należy pozostawić ją do wystygnięcia i przetrzeć wilgotną szmatką. Do czyszczenia nie wolno używać agresywnych środków czyszczących takich, jak np. benzyna.
7. Nie wolno dopuścić do upadku lampy. Uderzenie w podłoże może uszkodzić promiennik światła podczerwonego.
8. Nie wolno potrząsać załączoną lampą ani jej przenosić, aby nie doprowadzić do uszkodzenia promiennika.

III. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych. Nie wolno używać urządzenia na wolnym powietrzu.
2. Nie wolno używać po kąpieli ani chwytać mokrymi dłońmi, ponieważ istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.
3. Nie wolno zanurzać lampy w wodzie.
4. Urządzenie musi być zawsze suche, nie wolno używać go w wilgotnym otoczeniu.
5. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.
6. Nie wolno naciągać przewodu zasilającego, skręcać go ani przenosić lampy trzymając za przewód zasilający.
7. Nie wolno zasypiać podczas naświetlania, należy używać lampy zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi, aby nie doprowadzić do przegrzania lub poparzenia oraz powstania pożaru. Koce i inne materiały tekstylne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od załączonej lampy.
8. Nie wolno pozostawiać załączonego urządzenia bez nadzoru.
9. Dzieci i osoby zaawansowane wiekowo powinny zawsze korzystać z urządzenia pod nadzorem.

IV. WAŻNE OSTRZEŻENIA

1. Zbyt długie naświetlanie lub za

- mała odległość lampy od ciała mogą być przyczyną poparzeń. Nie wolno naświetlać nadwrażliwych obszarów lub podrażnionych fragmentów skóry.
2. Podczas naświetlania fragmentów twarzy, należy mieć zawsze zamknięte oczy.
 3. Pod żadnym pozorem nie wolno używać lampy, gdy mamy do czynienia z następującymi schorzeniami: gruźlica, nowotwory łagodne i złośliwe, krwawienie, zapalenie skóry, zapalenie żył i zakrzepica, otwarte rany skóry, żylaki oraz problemy z krążeniem krwi. Nie wolno naświetlać skóry dzieci oraz kobiet w ciąży.
 4. Nie wolno naświetlać intymnych części ciała. Nie wolno naświetlać guzów i narośli. Gdy pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości, należy skonsultować możliwość naświetlania z lekarzem domowym.
 5. Nie wolno naświetlać mokrych fragmentów ciała ani osób śpiących.
 6. Nie wolno używać nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 minut.
 7. Nie wolno samemu naprawiać urządzenia, czynności te należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.
 8. Po zauważeniu uszkodzenia przewodu zasilającego, należy natychmiast go wymienić.
 9. Rozbitą żarówkę należy wymienić na nową tego samego typu.

PARAMETRY TECZNICZNE

Napięcie zasilania: ~230V

Częstotliwość: 50Hz

Moc: 100W

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa

utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.