


Medizinische Warnung

1. Wenn Sie in den ersten zwei Monaten eine Operation im Mund oder am Zahnfleisch hatten, konsultieren Sie Ihren Zahnarzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
2. Wenn Ihr Zahnfleisch nach der Anwendung dieses Produkts stark blutet oder wenn es nach 1 Woche noch blutet, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.
3. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, beenden Sie bitte die Anwendung des Produkts und wenden Sie sich an Ihren Arzt/Zahnarzt.

Medical Warning

1. If you have had oral or genital surgery during the last two months, consult your dental professional before using this product.
2. If your gums bleed heavily after using the product or if they bleed after 1 week, consult your dentist.
3. If you see ulceration or painful sores after using the product, stop using the product and contact your doctor/dentist.

Gebrauchsanleitung für Ersatzbürstenköpfe



Schritte zur Verwendung: 1. Führen Sie die Zahnbürste vorsichtig in die Abtriebswelle ein. 2. Drücken Sie eine ausreichende Menge Zahnbürste auf den Bürstenkopf, tränken Sie ihn zuerst, nehmen Sie ihn dann in den Mund und starten Sie dann die Zahnbürste. 3. Bewegen Sie die Zahnbürste langsam um 45 Grad zwischen den Borsten und dem Zahnfleischrand. 4. Halten Sie den Körper der Zahnbürste leicht und bewegen Sie ihn langsam in einem Kreis, drücken oder schrubben Sie nicht stark.

Produkt-Informationen

Borsten-Materialien: Nylon-Borsten

Durchmesser der Borsten: 0,15 mm

Gehäuse-Materialien: ABS

Verfahren: Borsten abgerundet

Medizinische Warnung

1. Wenn Sie in den ersten zwei Monaten eine Operation im Mund oder am Zahnfleisch hatten, konsultieren Sie

Ihren Zahnarzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

2. Wenn Ihr Zahnfleisch nach der Anwendung dieses Produkts stark blutet oder wenn es nach 1 Woche noch blutet, wenden Sie sich an Ihren Zahnarzt.


3. Wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, beenden Sie bitte die Anwendung des Produkts und wenden Sie sich an Ihren Arzt/Zahnarzt.

Haftungsausschluss

Borsten Härte: generisch, hat moderate Eigenschaften, die den meisten Personen passen. Aber jemand, dessen Zahnfleisch empfindlich sind vielleicht Zahnfleisch blutet nach der Verwendung unserer Bürsten, so, wenn Sie in einer besonderen Situation sind, verwenden Sie bitte sorgfältig.

German

Instrucciones de los cabezales de cepillo de repuesto



Pasos para usarlo: 1. Inserte con cuidado el cepillo de dientes en el eje de salida. 2. Aplique una cantidad adecuada de cepillo de dientes en la cabeza del cepillo, empápelos primero, luego póngalo en su boca y luego encienda el cepillo de dientes. 3. Mueva lentamente el cepillo de dientes 45 grados entre las cerdas y la línea de las encías. 4. Sostenga el cuerpo del cepillo de dientes ligeramente y muévalo lentamente en círculo, no lo presione ni lo frote.

Información del producto

Materiales de las cerdas: Cerdas de nylon
Diámetro de las cerdas: 0.15 mm
Materiales corporales: ABS
Proceso de negociación: Cerdas redondeadas

Advertencia médica


1. Si ha tenido una cirugía oral o gingival durante los primeros dos meses, consulte a su dentista antes de usar este producto.
2. Si sus encías sangran mucho después de usar este producto o si sangran después de 1 semana, consulte a su dentista.
3. Si se siente incómodo o doloroso, deje de usar el producto y comuníquese con su médico/dentista.

Descargo de responsabilidad

Dureza de las cerdas: Genérico, tiene características moderadas, que se adaptan a la mayoría de las personas. Pero alguien que sea sensible a las encías, tal vez las encías sangren después de usar nuestros cepillos, así que, si se encuentra en una situación especial, úselo con cuidado.

Spanish

Istruzioni per la sostituzione delle testine



Passaggi per l'uso: 1. Inserire con attenzione lo spazzolino da denti nell'asta di uscita.
2. Spremere una quantità adeguata di dentifricio sulla testina dello spazzolino da
denti, bagnarli con acqua, mettere lo spazzolino in bocca e avviarlo. 3. Spostare
lentamente lo spazzolino da denti di 45 gradi tra le setole e il bordo gengivale. 4.
Tenere leggermente il corpo dello spazzolino e spostarlo lentamente in cerchio, non
premerlo o strofinarlo con forza.

Informazioni sul prodotto

Materiali delle setole: Setole in nylon

Diametro setole: 0,15 mm

Materiali del corpo: ABS

Processo di trattazione: Setole arrotondate


Avvertimento medico

1. Se hai subito un intervento chirurgico orale o gengivale durante i primi due mesi,
consulta il tuo dentista prima di utilizzare questo prodotto.
2. Se le gengive sanguinano molto dopo aver usato questo prodotto o se sanguinano
dopo 1 settimana, consultare il proprio dentista.
3. In caso di disagio o dolore, interrompere l'uso del prodotto e contattare il medico
/ dentista.

Durezza delle setole: generica, ha caratteristiche moderate che si adattano alla
maggior parte delle persone. Ma qualcuno che è sensibile alle gengive potrebbe
sanguinare le gengive dopo aver usato le nostre testine, quindi, se ti trovi in
situazione particolari, ti preghiamo di usarlo con attenzione.

Italian

Instruction des têtes de brosse de rechange



Étapes à suivre : 1. Insérez soigneusement la brosse à dents dans l'arbre de sortie. 2. Pressez une quantité suffisante de brosse à dents sur la tête de la brosse, faites-la tremper d'abord, puis mettez-la dans votre bouche, puis démarrez la brosse à dents. 3. Déplacez lentement la brosse à dents de 45 degrés entre les poils et la gencive. 4. Tenez légèrement le corps de la brosse à dents, déplacez-la lentement en cercle, n'appuyez pas et ne frottez pas trop fort.

Information du produit

Matériaux des poils : Poils en nylon

Diamètre des poils : 0,15 mm

Matériaux du corps : ABS

Processus de traitement : Poils arrondis

Avertissement médical

1. Si vous avez subi une chirurgie buccale ou gingivale au cours des deux premiers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser ce produit.
2. Si vos gencives saignent abondamment après l'utilisation de ce produit ou si elles saignent après 1 semaine, consultez votre dentiste.
3. Si vous vous sentez mal à l'aise ou douloureux, arrêtez d'utiliser le produit et contactez votre médecin / dentiste.

Avertissement

Dureté des poils : Génériquement, ce produit a des caractéristiques modérées, qui convient à la plupart des personnes. Mais quelqu'un qui est sensible aux gencives peut-être les gencives saignent après utilisation de nos brosses, donc, si vous êtes dans une situation particulière, veuillez utiliser soigneusement.

French