

Instrukcja Użytkowania:

KUBEK- POJNIK 200 ml

Producent: Reha Fund Sp. z o. o.
Staniewicka 14
03-310 Warszawa
tel./fax 22 59 40 300
www.rehafund.pl



RF-895 KUBEK - Pojnik
Objętość użytkowa - max. 200 ml
- wyrób wielorazowego użytku -



SN

Ilość szt.



- 2 lata

Symbol: RF-895



Wyprodukowano w Polsce.

Instrukcja Użytkowania

Wyrób przeznaczony do stosowania w jednostkach leczniczych i w warunkach domowych do obsługi ludzi obłożnie chorych, w celu łagodzenia skutków urazów i przebiegu chorób. „KUBEK – Pojnik” wyposażony jest w dwie przykrywki umożliwiające podawanie chorym posiłków w pozycji leżącej. Przykrywkę z małym otworem należy używać do picia płynów; przykrywkę o dużym otworze należy stosować do spożywania pokarmów półpłynnych (papek). W przypadku stosowania wyrobu przez osoby starsze i/ lub unieruchomione wymagana jest pomoc innych osób.

Uwaga !

- nie podawać w kubku zbyt gorących posiłków,
- nie używać pękniętego wyrobu,
- stosować i przechowywać w temperaturze pokojowej,
- myć popularnymi środkami myjącymi niezawierającymi substancji ściernych,
- aby uniknąć wylania zawartości należy mocno zaciśnąć wieczko na kubku,
- nie podgrzewać otwartym ogniem.